

LipiScan™: Meibógrafo Dinámico de Alta Definición

Escanea las glándulas en 1 minuto.

- Maximiza el flujo de trabajo con una rápida captura de imágenes de las glándulas de Meibomio.
- Pequeño y liviano para una versatilidad óptima.
- Rápido e intuitivo para una integración perfecta en chequeos de rutina.
- Precio accesible.
- Captura imágenes de alta definición de las glándulas de Meibomio.



Por favor, refiérase a las páginas 10 y 11 para información adicional de seguridad.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE PARA el Meibógrafo Dinámico de Alta Definición (DMI, por sus siglas en inglés) LipiScan™

USO ÚNICAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN: La ley federal de Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a médicos certificados.

INDICACIONES
Meibógrafo Dinámico de Alta Definición (DMI, por sus siglas en inglés) LipiScan™ es un aparato oftalmológico para el escaneo de imágenes que el médico usa en pacientes adultos para capturar, archivar, manipular y almacenar imágenes digitales de las glándulas de Meibomio.

CONTRAINDICACIONES
No se ha identificado ninguna contraindicación para el LipiScan™.


6

LipiScan™: Inicie cada evaluación ocular de rutina con imágenes de las glándulas en alta definición.

Tres modos de iluminación para una mejor percepción.



Iluminación dinámica
La iluminación de la superficie se origina a partir de múltiples fuentes de luz para minimizar el reflejo.



Transiluminación adaptativa
Cambios en la intensidad de la luz a través de la superficie del iluminador para compensar las variaciones en el grosor de los párpados entre pacientes.



Modo dual DMI
La combinación de iluminación dinámica y transiluminación adaptativa ofrece una vista realzada de la estructura de las glándulas de Meibomio.

Por favor, refiérase a las páginas 10 y 11 para información de seguridad adicional.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE para el Meibógrafo Dinámico de Alta Definición (DMI) LIPISCAN™

USO ÚNICAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN: La ley federal de Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a los médicos certificados.

INDICACIONES
Meibógrafo Dinámico de Alta Definición (DMI, por sus siglas en inglés) LipiScan™ es un aparato oftalmológico de escaneo de imágenes que el médico usa en pacientes adultos para capturar, archivar, manipular y almacenar imágenes digitales de las glándulas de Meibomio.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna contraindicación se ha identificado para el LipiScan™.